

Ringer - Spüllösung

... wenn es schnell gehen muss ...



■ steril und endotoxinfrei

TWIST OFF VERSCHLUSS:

- zur raschen Öffnung
- Verschluss abdrehen und sofort anwendungsbereit

POLYETHYLENFLASCHE:

- sanfter Druck genügt
- rasche Anwendung in der Chirurgie

1.000ml enthalten:

8,6 g Natriumchlorid
0,33 g Calciumchlorid · 2H₂O
0,3 g Kaliumchlorid
und Wasser für Injektionszwecke ad 1.000 ml

Na + 147 mmol/l (147 mEq/l)
K + 4 mmol/l (4 mEq/l)
Ca ++ 2,25 mmol/l (4,5 mEq/l)
Cl - 155,6 mmol/l (155,6 mEq/l)

CE 0044

Artikel	Art.-Nr.	Karton
Ringer Spüllösung 1.000 ml	3518594	10 x 1 Liter



Meditrade Medicare Medizinprodukte GmbH & Co KG

A-6330 Kufstein • Oberer Stadtplatz 6
Tel.: +43 (0) 53 72 / 61 444 • Fax +43 (0) 53 72 / 61 444 -4
info@meditrade.at • www.meditrade.at