

Ringerlaktat - Spüllösung

... wenn es schnell gehen muss ...



■ steril und endotoxinfrei

TWIST OFF VERSCHLUSS:

- zur raschen Öffnung
- Verschluss abdrehen und sofort anwendungsbereit

POLYETHYLENFLASCHE:

- sanfter Druck genügt
- rasche Anwendung in der Chirurgie

1.000ml enthalten:

- 6,2 g Natriumlaktatlösung 50%
- 6,0 g Natriumchlorid
- 0,2 g Calciumchlorid · 2H₂O
- 0,3 g Kaliumchlorid
- Wasser für Injektionszwecke ad. 1.000 ml

- Na + 130 mmol/l (130 mEq/l)
- K + 4 mmol/l (4 mEq/l)
- Ca ++ 1,4 mmol/l (2,8 mEq/l)
- Cl - 109 mmol/l (109 mEq/l)
- Laktat - 28 mmol/l (28 mEq/l)

CE 0044

| Artikel | Art.-Nr. | Karton |
|----------------------------------|----------|--------------|
| Ringerlaktat Spüllösung 1.000 ml | 3518571 | 10 x 1 Liter |



Meditrade Medicare Medizinprodukte GmbH & Co KG

A-6330 Kufstein • Oberer Stadtplatz 6
Tel.: +43 (0) 53 72 / 61 444 • Fax +43 (0) 53 72 / 61 444 -4
info@meditrade.at • www.meditrade.at