

Senso Nitril BLUE 200



- **Nitril Untersuchungshandschuhe:** blau, unsteril, puderfrei, latexfrei, beidhändig passend, für den Einmalgebrauch.
- **Perfekte Passform:** garantiert ermüdungsfreies Arbeiten. Resistent gegen eine Reihe chemischer Lösungsmittel. Beständig gegen Öle und Fette.
- **Frei von allergieauslösenden Latexproteinen:** bestens geeignet für Typ I und Typ IV-Allergiker.
- **Anforderungsprofil** entspricht der EN 455-1:2001 (Dichtheit AQL1,5), EN 455-2:2010 (Reißfestigkeit, Abmessungen), EN 455-3:2007 (biologische Verträglichkeit), EN 455-4:2009 (Anforderung und Prüfung der Mindesthaltbarkeit), sowie den Anforderungen des deutschen und österreichischen Medizinprodukte-Gesetzes (MPG).

Art.-Nr.	Größe	Farbcode	Stück/Box	Karton	Euro-Palette
2421xs	5 - 5,5 = x-small	gelb	200 Stück	10 Boxen	600 Boxen
2421s	6 - 6,5 = small	rot	200 Stück	10 Boxen	600 Boxen
2421m	7 - 7,5 = medium	blau	200 Stück	10 Boxen	600 Boxen
2421l	8 - 8,5 = large	grün	200 Stück	10 Boxen	600 Boxen
2421xl	9 - 9,5 = x-large	violett	200 Stück	10 Boxen	600 Boxen

Richtlinie 93 / 42 / EWG



EN455-1/2/3/4 and EN374

 Meditrade Medicare
 Medizinprodukte
 GmbH & Co KG - Kufstein