

Senso Nitril WHITE 200



■ **Nitril Untersuchungshandschuhe:** weiß, unsteril, puderfrei, latexfrei, beidhändig passend, für den Einmalgebrauch.

■ **Perfekte Passform:** garantiert ermüdungsfreies Arbeiten. Resistent gegen eine Reihe chemischer Lösungsmittel. Beständig gegen Öle und Fette.

■ **Frei von allergieauslösenden Latexproteinen:** bestens geeignet für Typ I und Typ IV-Allergiker.

■ **Anforderungsprofil** entspricht der EN 455-1:2010 (Dichtheit AQL1,5), EN 455-2:2010 (Reißfestigkeit, Abmessungen), EN 455-3 (biologische Verträglichkeit), EN 455-4:2010 (Anforderung und Prüfung der Mindesthaltbarkeit), sowie den Anforderungen des deutschen und österreichischen Medizinprodukte-Gesetzes (MPG)

| Art.-Nr. | Größe | Farbcode | Stück/Box | Karton | Euro-Palette |
|----------|-------------------|----------|-----------|----------|--------------|
| 2441xs | 5 - 5,5 = x-small | gelb | 200 Stück | 10 Boxen | 600 Boxen |
| 2441s | 6 - 6,5 = small | rot | 200 Stück | 10 Boxen | 600 Boxen |
| 2441m | 7 - 7,5 = medium | blau | 200 Stück | 10 Boxen | 600 Boxen |
| 2441l | 8 - 8,5 = large | grün | 200 Stück | 10 Boxen | 600 Boxen |
| 2441xl | 9 - 9,5 = x-large | violett | 200 Stück | 10 Boxen | 600 Boxen |

Richtlinie 93 / 42 / EWG



EN455-1/2/3/4 and EN374

Meditrade Medicare
Medizinprodukte
GmbH & Co KG - Kufstein