



■ **Polymerbeschichteter Latex Untersuchungshandschuhe:** unsteril, puderfrei, mikrogeraut, frei von Farbstoffen und Thiuramen, leicht griffige Oberfläche im Fingerbereich, beidhändig passend, für den Einmalgebrauch.

■ Der **sensitive Qualitätshandschuh:** gute Flexibilität, hohes Tastempfinden. Verbesserte Beständigkeit bei Verwendung von Wasch- und Pflegemitteln. Sehr zu empfehlen für den Einsatz im Küchen-, Dental- und Laborbereich.

■ Durch die **Oberflächenbehandlung** werden der Akzeleratoranteil sowie Proteine reduziert.

■ **Anforderungsprofil** entspricht der EN 455-1:2001 (Dichtheit AQL1,5), EN 455-2:2010 (Reißfestigkeit, Abmessungen), EN 455-3:2007 (biologische Verträglichkeit), EN 455-4:2009 (Anforderung und Prüfung der Mindesthaltbarkeit), sowie den Anforderungen des deutschen und österreichischen Medizinprodukte-Gesetzes (MPG).

Art.-Nr.	Größe	Farbcode	Stück/Box	Karton	Euro-Palette
2021xs	5 - 5,5 = x-small	gelb	100 Stück	10 Boxen	600 Boxen
2021s	6 - 6,5 = small	rot	100 Stück	10 Boxen	600 Boxen
2021m	7 - 7,5 = medium	blau	100 Stück	10 Boxen	600 Boxen
2021l	8 - 8,5 = large	grün	100 Stück	10 Boxen	600 Boxen
2021xl	9 - 9,5 = x-large	violett	100 Stück	10 Boxen	600 Boxen



AQL
1.5

