

Senso Skin® LONG-CUFF



480mm lang

- **Latex-Untersuchungshandschuhe, extralang, 480 mm**, unsteril, puderfrei, mikrogeraut, arm an Akzeleratoren, frei von Farbstoffen und Thiuramen, glatte Oberfläche im Fingerbereich, anatomisch geformt, für den Einmalgebrauch.
- **Hohe Dehnbarkeit**, Flexibilität und Tastsensibilität. Umweltfreundliche Produktion, Verwendung nachwachsender Rohstoffe. Sehr beständig bei Verwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln.
- Durch die **Oberflächenbehandlung** wird der Akzeleratoranteil sowie die Proteine reduziert.
- **Anforderungsprofil** entspricht der EN 455-1:2001 (Dichtheit AQL1,5), EN 455-2:2010 (Reißfestigkeit, Abmessungen), EN 455-3:2007 (biologische Verträglichkeit), EN 455-4:2009 (Anforderung und Prüfung der Mindesthaltbarkeit), sowie den Anforderungen des deutschen und österreichischen Medizinprodukte-Gesetzes (MPG).

Art.-Nr.	Größe	Paar / Box	Karton
7020s	6 - 6,5 = klein	25 Paar	4 Boxen
7020m	7 - 7,5 = mittel	25 Paar	4 Boxen
7020l	8 - 8,5 = groß	25 Paar	4 Boxen
7020xl	9 - 9,5 = extragroß	25 Paar	4 Boxen

CE

AQL
1.5



Meditrade Medicare Medizinprodukte GmbH & Co KG

A-6330 Kufstein • Oberer Stadtplatz 6
Tel.: +43 (0) 53 72 / 61 444 • Fax +43 (0) 53 72 / 61 444 -4
info@meditrade.at • www.meditrade.at