

Senso Skin[®] PLUS



- **Latex Untersuchungshandschuhe:** unsteril, puderfrei, mikrogeraut, frei von Farbstoffen und Thiuramen, glatte Oberfläche im Fingerbereich, beidhändig passend, für den Einmalgebrauch.
- **Hohe Dehnbarkeit,** Flexibilität und Tastsensibilität. Sehr beständig bei Verwendung von Reinigungs- und Pflegemitteln.
- Durch die **Oberflächenbehandlung** wird der Akzeleratoranteil sowie die Proteine reduziert.
- **Anforderungsprofil** entspricht der EN 455-1:2001 (Dichtheit AQL1,5), EN 455-2:2010 (Reißfestigkeit, Abmessungen), EN 455-3:2007 (biologische Verträglichkeit), EN 455-4:2009 (Anforderung und Prüfung der Mindesthaltbarkeit), sowie den Anforderungen des deutschen und österreichischen Medizinprodukte-Gesetzes (MPG).

Art.-Nr.	Größe		Farbcode	Stück/Box	Karton	Euro-Palette
1321xs	5 - 5,5	= x-small	gelb	100 Stück	10 Boxen	600 Boxen
1321s	6 - 6,5	= small	rot	100 Stück	10 Boxen	600 Boxen
1321m	7 - 7,5	= medium	blau	100 Stück	10 Boxen	600 Boxen
1321l	8 - 8,5	= large	grün	100 Stück	10 Boxen	600 Boxen
1321xl	9 - 9,5	= x-large	violett	100 Stück	10 Boxen	600 Boxen



AQL
1.5

