

# Senso Skin® steril



■ **Sterile Latex Untersuchungshandschuhe** für hochinfektiöse Situationen, puderfrei, mikrogeraut, arm an Akzeleratoren, frei von Farbstoffen und Thiuramen, griffige Oberfläche im Fingerbereich, beidhändig passend, für den Einmalgebrauch.

■ **Hohe Dehnbarkeit**, Flexibilität und Tastsensibilität. Verbesserte Beständigkeit bei Verwendung von Wasch- und Pflegemitteln. Schnelles Anziehen in Notsituationen, leichtes Handling in der Pflege. Einzeln oder paarweise verpackt.

■ Durch die **Oberflächenbehandlung** wird der Akzeleratoranteil sowie die Proteine reduziert.

■ **Anforderungsprofil** entspricht der EN 455-1:2001 (Dichtheit AQL1,5), EN 455-2:2010 (Reißfestigkeit, Abmessungen), EN 455-3:2007 (biologische Verträglichkeit), EN 455-4:2009 (Anforderung und Prüfung der Mindesthaltbarkeit), sowie den Anforderungen des deutschen und österreichischen Medizinprodukte-Gesetzes (MPG). Sterilisierung erfolgt in Österreich durch die Firma Mediscan. Empfehlungen führender Allergologen und Dermatologen

Art.-Nr.	Größe		Stück / Box	Karton
8031s	6 - 6,5	= klein	100 Stück – einzeln verpackt	8 Boxen
8031m	7 - 7,5	= mittel	100 Stück – einzeln verpackt	8 Boxen
8031l	8 - 8,5	= groß	100 Stück – einzeln verpackt	8 Boxen
8041s	6 - 6,5	= klein	50 Paar – paarweise verpackt	8 Boxen
8041m	7 - 7,5	= mittel	50 Paar – paarweise verpackt	8 Boxen
8041l	8 - 8,5	= groß	50 Paar – paarweise verpackt	8 Boxen

CE 0044

AQL  
1.5



**Meditrade Medicare Medizinprodukte GmbH & Co KG**  
 A-6330 Kufstein • Oberer Stadtplatz 6  
 Tel.: +43 (0) 53 72 / 61 444 • Fax +43 (0) 53 72 / 61 444 -4  
 info@meditrade.at • www.meditrade.at