

# Senso Soft®



- **Hilfsstoffarmer Latex Untersuchungshandschuh:** unsteril, gepudert, beidhändig passend, für den Einmalgebrauch.
- Der **unsterile Qualitätshandschuh:** hohe Dehnbarkeit und Reißfestigkeit, Flexibilität und Tastsensibilität. Verbesserte Beständigkeit bei Verwendung von Wasch- und Pflegemitteln. Sehr zu empfehlen für den Einsatz im Küchen-, Dental- und Laborbereich.
- Die **Hautfreundlichkeit:** gepudert mit resorbierbarer Maisstärke. Arm an Akzeleratoren, kein Einsatz von Thiuramen und Tioharnstoffen. Restchemikalien werden weitgehend ausgewaschen.
- **Anforderungsprofil** entspricht der EN 455-1:2001 (Dichtheit AQL1,5), EN 455-2:2010 (Reißfestigkeit, Abmessungen), EN 455-3:2007 (biologische Verträglichkeit), EN 455-4:2009 (Anforderung und Prüfung der Mindesthaltbarkeit), sowie den Anforderungen des deutschen und österreichischen Medizinprodukte-Gesetzes (MPG).

Art.-Nr.	Größe	Farbcode	Stück/Box	Karton	Euro-Palette
1021xs	5 - 5,5 = x-small	gelb	100 Stück	10 Boxen	600 Boxen
1021s	6 - 6,5 = small	rot	100 Stück	10 Boxen	600 Boxen
1021m	7 - 7,5 = medium	blau	100 Stück	10 Boxen	600 Boxen
1021l	8 - 8,5 = large	grün	100 Stück	10 Boxen	600 Boxen
1021xl	9 - 9,5 = x-large	violett	100 Stück	10 Boxen	600 Boxen



**Meditrade Medicare Medizinprodukte GmbH & Co KG**  
 A-6330 Kufstein • Oberer Stadtplatz 6  
 Tel.: +43 (0) 53 72 / 61 444 • Fax +43 (0) 53 72 / 61 444 -4  
 info@meditrade.at • www.meditrade.at