


# Senso Vinyl<sup>®</sup>

puderfrei



■ **Vinyl Untersuchungshandschuhe** unsteril, phthalatfrei, puderfrei, frei von allergenen Proteinen, frei von Akzeleratoren, DEHP-frei, beidhändig passend, für den Einmalgebrauch.

■ **Zum Einsatz** in medizinischen Bereichen und in der Lebensmittelhygiene. **Auch für fetthaltige Lebensmittel bestens geeignet.** Unbedenklichkeitsnachweis erbracht durch "ofi Technologie & Innovation GmbH".

■ **Frei von allergenen Proteinen und Akzeleratoren**, deshalb einsetzbar bei Typ I+IV Allergien.

■ **Anforderungsprofil** entspricht der EN 455-1:2001 (Dichtheit AQL1,5), EN 455-2:2010 (Reißfestigkeit, Abmessungen), EN 455-3:2007 (biologische Verträglichkeit), EN 455-4:2009 (Anforderung und Prüfung der Mindesthaltbarkeit), sowie den Anforderungen des deutschen und österreichischen Medizinprodukte-Gesetzes (MPG).

Art.-Nr.	Größe	Farbcode	Stück/Box	Karton	Euro-Palette
1261xs	5 - 5,5 = x-small	gelb	100 Stück	10 Boxen	600 Boxen
1261s	6 - 6,5 = small	rot	100 Stück	10 Boxen	600 Boxen
1261m	7 - 7,5 = medium	blau	100 Stück	10 Boxen	600 Boxen
1261l	8 - 8,5 = large	grün	100 Stück	10 Boxen	600 Boxen
1261xl	9 - 9,5 = x-large	violett	100 Stück	10 Boxen	600 Boxen

Richtlinie 93 / 42 / EWG



EN 455-1 / 2 / 3 / 4

Meditrade Medicare  
Medizinprodukte  
GmbH & Co KG - Kufstein



**Meditrade Medicare Medizinprodukte GmbH & Co KG**

A-6330 Kufstein • Oberer Stadtplatz 6

Tel.: +43 (0) 53 72 / 61 444 • Fax +43 (0) 53 72 / 61 444 -4

info@meditrade.at • www.meditrade.at

pbmt0016/Phthalatfrei-aa-je-vnr002