

Neo Drop Air P

■ Infusionsgerät für Druck- und Schwerkraftinfusionen gemäß ISO 8536-8



- transparenter mikroglatter Einstichdorn
- 2-teilige klarsichtige Tropfkammer mit Ring **PVC frei**
- verschließbare Belüftung mit hydrophobem Bakterienfilter
- 15µm Flüssigkeitsfilter nach DIN
- Präzisions-Rollenklemme
- 150cm, 180cm und 220cm flexibler Schlauch **DEHP frei**
- Luer Lock Ansatz
- **Latex-frei**
- Peel-Verpackung **PVC-frei**
- 180cm: Art.Nr.: a-99008 – Karton: 100 Stück
- 220cm: Art.Nr.: a-99004 – Karton: 100 Stück

Senso fix G

■ Infusionsgerät für Schwerkraftinfusionen gemäß ISO 8536-4



- transparenter mikroglatter Einstichdorn
- 2-teilige klarsichtige Tropfkammer mit Ring **PVC frei**
- verschließbare Belüftung mit hydrophobem Bakterienfilter
- 15µm Flüssigkeitsfilter nach DIN
- Präzisions-Rollenklemme
- 150cm flexibler Schlauch **DEHP frei**
- latexfreies Injektionszwischenstück
- Luer Lock Ansatz
- Peel-Verpackung **PVC-frei**
- Art.Nr.: a-93100 – Karton: 100 Stück

