

Neo Drop Air P+RS

- Infusionsgerät für Druck- und Schwerkraftinfusionen mit Rückfluss-Sperre gemäß ISO 8536-8



- transparenter mikroglatter Einstichdorn
- 2-teilige klarsichtige Tropfkammer mit Ring PVC frei
- verschließbare Belüftung mit hydrophobem Bakterienfilter
- 15µm Flüssigkeitsfilter nach DIN
- Präzisions-Rollenklemme
- 180 cm flexibler Schlauch **DEHP frei**
- mit Rückfluss-Sperre
- Luer Lock Ansatz
- **Latex-frei**
- Peel-Verpackung **PVC-frei**



Art.Nr.: a-99013 – Karton: 100 Stück



Meditrade Medicare Medizinprodukte GmbH & Co KG

A-6330 Kufstein • Oberer Stadtplatz 6

Tel.: +43 (0) 53 72 / 61 444 • Fax +43 (0) 53 72 / 61 444 -4
info@meditrade.at • www.meditrade.at