

Rückfluss-Sperre



- Rückschlagventil, Einwege-Infusionsventil für Parallelinfusionen



- Konnektierbar mit allen ISO-gerechten Luer Lock-Konnektoren
 - Fließrichtung: LL neg. ⇒ LL pos.
 - Luer-Lock positiv / Luer-Lock negativ
 - Lageunabhängige Funktionstüchtigkeit
 - mit Schutzkappe
 - einzeln steril verpackt
 - **Latex-, PVC-, DEHP-frei**
- Art.Nr.: a-85101 – Karton: 3.000 Stück

