

# Senso Flow G

■ Infusionsgerät für Schwerkraftinfusionen gemäß ISO 8536-4



- transparenter mikroglatter Einstichdorn
- transparente lange Tropfkammer
- verschließbare Belüftung mit hydrophobem Bakterienfilter
- 15µm Flüssigkeitsfilter nach DIN
- Präzisions-Rollenklemme
- 150 cm flexibler Schlauch **DEHP frei**
- latexfreies Injektionszwischenstück
- Luer Lock Ansatz
- Peel-Verpackung **PVC-frei**
- Art.Nr.: a-91100 – Karton: 100 Stück

# Senso Flow P

■ Infusionsgerät für Druck- und Schwerkraftinfusionen gemäß ISO 8536-8



- transparenter mikroglatter Einstichdorn
- transparente lange Tropfkammer
- verschließbare Belüftung mit hydrophobem Bakterienfilter
- 15µm Flüssigkeitsfilter nach DIN
- Präzisions-Rollenklemme
- 150cm, 180cm und 230cm flexibler Schlauch **DEHP frei**
- Luer Lock Ansatz
- Peel-Verpackung **PVC-frei**
- 150cm: Art.Nr.: a-93005 – Karton: 100 Stück
- 180cm: Art.Nr.: a-93004 – Karton: 100 Stück
- 220cm: Art.Nr.: a-93006 – Karton: 100 Stück

