

# *Senso Fluid UNI*

- Überleitkanüle zum sicheren Überleiten und / oder Mischen steriler Flüssigkeiten im geschlossenen System



- schmale mikroglatte Einstichdorne mit Schutzkappen
- tiefgezogene Flüssigkeitsöffnungen
- minimales Restvolumen
- handgerechte geformte Griffplatte – gutes Handling
- Produkt und Peel-Verpackung **PVC-frei**
- **Latex,- und DEHP-frei**
  
- Art.Nr.: a-88100k – Karton: 300 Stück

