

# Senso Line PE

- Infusionsleitung gemäß ISO 8536-9 zur Verwendung mit Spritzenpumpen



- Dünnlumiger Polyethylenschlauch
- Füllvolumen ca. 0,8 ml / m  
Schlauch: 1,0 x 2,0 mm
- Garantierte Druckbeständigkeit bi 2 bar, entsprechend den normativen Anforderungen
- Sicherheit durch Luer Lock Ansatz
- **Latex-frei**

- 150cm: Art.Nr.: a-51500 – Karton: 200 Stück
- 200cm: Art.Nr.: a-52000 – Karton: 200 Stück
- 250cm: Art.Nr.: a-52500 – Karton: 200 Stück

