

Senso Lock Kombi Stopfen

- Kombi-Stopfen - Universell einsetzbarer



- Verschlusskonus mit Doppelfunktion ohne Zuspritzmöglichkeit
- Luer-Lock positiv innen
Luer-Lock negativ außen
- Kontaminationssicher durch versenkten Luer-Konus
- Druckbeständig bis 2 bar
- Farbe: rot, blau, orange
- Einzeln steril verpackt
- Latex-, PVC-, DEHP-frei

- rot: Art.Nr.: a-88030 – Karton: 5.000 Stück
- blau: Art.Nr.: a-88040 – Karton: 5.000 Stück
- orange: Art.Nr.: a-88070 – Karton: 5.000 Stück

