



Senso Spike

Entnahmekanülen für die Mehrfachentnahme aus Infusionsflaschen und zum Zuspritzen



■ Senso Spike grün

schlanker, kurzer Einstichdorn für leichtes Durchstechen auch von stärkeren Stopfen

einfaches Öffnen und Verschließen durch integrierten dichtschließenden Schnappverschluss mit Farbcodierung

zuverlässiger Schutz vor mikrobieller Kontamination durch integrierte Belüftungsmembran

sicher und handlich

Luer-Lock Anschluss

Produkt und Verpackung **PVC-frei** und **Latex-frei**

■ Art.Nr.: a-80101 – Karton: 400 Stück

■ Senso Spike blau 5 µm

wie Senso Spike grün mit zusätzlichem

zuverlässigem Schutz vor Partikeln bei der Entnahme durch 5-µm-Flüssigkeitsfilter

■ Art.Nr.: a-80102 – Karton: 400 Stück

■ Senso Spike Chemo rot

wie Senso Spike grün mit zusätzlichem

zuverlässigem Schutz vor Partikeln bei der Entnahme durch 5-µm-Flüssigkeitsfilter

integriertem 0,2 µm Belüftungsfiter

zuverlässigem Schutz vor toxischen Aerosolen beim Lösen von Trockensubstanzen

■ Art.Nr.: a-80103 – Karton: 200 Stück



Meditrade Medicare Medizinprodukte GmbH & Co KG

A-6330 Kufstein • Oberer Stadtplatz 6

Tel.: +43 (0) 53 72 / 61 444 • Fax +43 (0) 53 72 / 61 444 -4
info@meditrade.at • www.meditrade.at