


*V*erbindungsleitung 2-fach / 4-fach

- Verbindungsleitung zum Anschluss und zur Verlängerung von Infusions- und Transfusionsgeräten gemäß ISO 8536-9



- optimaler Strömungsfluss
- Sicherheit durch Luer Lock Konnektoren
- druckfest
- 2-fach und 4-fach (mit integrierter Rollenklemme zum sofortigen Durchflussstop)
- Latex-, DEHP-frei

- LS2 / 2-fach: Art.Nr.: a-30200 – Karton: 100 Stück
- LS4 / 4-fach: Art.Nr.: a-30400 – Karton: 100 Stück

