

Fingerverbände EL

Speziell für Schnittwunden und Verletzungen im Küchenbereich

- **elastisch, hautfarben**
- **Abmessungen:**
12 cm x 2 cm oder
12 cm x 3 cm
- **Beschichtungsträger:**
Querelastisches Gewebe (EL)
Viskose Polyamid
Hautfarben, flexibel und robust,
hohe Dehnbarkeit (mind.40%)
- **Klebstoff:**
Zinkoxid-Kautschuk
- **Lagerung:**
Kühl, trocken und
sonnenlichtgeschützt
- **Wundauflage:**
Faservlies für
medizinische Verwendung
mit hoher Saugfähigkeit (W1)
Viskose, 2-lagig



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE (Box)	Karton
205097	12 cm x 2 cm	100 Stück	55 Boxen
205104	12 cm x 3 cm	100 Stück	55 Boxen



Meditrade Medicare Medizinprodukte GmbH & Co KG

A-6330 Kufstein • Oberer Stadtplatz 6

Tel.: +43 (0) 53 72 / 61 444 • Fax +43 (0) 53 72 / 61 444 -4

info@meditrade.at • www.meditrade.at