

# SONOMED



## ■ Ultraschallgel

Übertragungsmittel für die Ultraschalldiagnostik und Ultraschalltherapie



## ■ parfüm- und farbstofffrei

völlig blasenfrei und akustisch präzise  
frei von UV-Stabilisatoren und Formaldehyd

3 Jahre lagerfähig

laut  
dermatologischem  
Gutachten 2005  
am Menschen  
**„sehr gut“**

CE



Meditrade Medicare Medizinprodukte GmbH & Co KG

A-6330 Kufstein • Oberer Stadtplatz 6

Tel.: +43 (0) 53 72 / 61 444 • Fax +43 (0) 53 72 / 61 444 -4

info@meditrade.at • www.meditrade.at




### ■ Präparatetyp:

Sehr wirtschaftlich. Durch farbstofffreie und parfümfreie Zusammensetzung hat sich unser Sonomed Ultraschall-Gel besonders bewährt. Frei von Formaldehyd, Farb- und Parfümierungszusätzen sowie keine UV-Stabilisatoren – minimalste allergene Potenz. Unter Vakuum hergestellt, daher völlig blasenfrei und akustisch präzise.

**3 Jahre lagerfähig!**

### ■ Anwendungsbereiche:

Übertragungsmittel für die Ultraschalldiagnostik und Ultraschalltherapie. Für alle handelsüblichen Ultraschalldiagnosegeräte geeignet. Garantiert unschädlich für Haut und Tonköpfe! und Bekleidung.

### ■ Zusammensetzung:

Aqua, Propylene Glycol, Carbomer, Benzylalcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

**Die dermatologische Prüfung 2005 am Menschen bestand unser Sonomed Ultraschall-Gel mit «sehr gut» - 2005 - Dr. Voss Dermatest GmbH Münster.**

Art.-Nr.	Versand		Karton
44 68 119	275 ml	Dispenser	12 x 275 ml
44 68 120	500 ml	Dispenser	12 x 500 ml
44 68 125	1 Liter	Dispenser	12 x 1 Liter
44 68 154	5 kg	Cubitainer	4 x 5 Kg
44 68 131	5 kg	Kanister	2 x 5 Kg
00 931	Dosierpumpe	für 5 kg Kanister	



**Meditrade Medicare Medizinprodukte GmbH & Co KG**

A-6330 Kufstein • Oberer Stadtplatz 6

Tel.: +43 (0) 53 72 / 61 444 • Fax +43 (0) 53 72 / 61 444 -4  
info@meditrade.at • www.meditrade.at