

# Senso Protect® Plus



- OP-Gesichtsmaske mit Ohrschleifen, unsteril
- Für höchste Ansprüche in der Chirurgie an Tragekomfort und Hautfreundlichkeit



integrierter langer Nasenbügel  
sehr hohe Durchatemfähigkeit  
BFE > 99% in vivo bei 1,0µm Partikelgröße

latexfreie, elastische Ohrschleifen  
3-lagig, fusselfrei  
grün





# Senso Protect<sup>®</sup> Plus

## ■ Fusselfreiheit und Hautfreundlichkeit:

3-fach gefaltetes hautfreundliches Vlies, mit Ohrschleifen, unsteril, grün. Die Innenlage besteht aus fusselfreiem Material, welches nicht nur ein freies Atmen sondern auch das Verstopfen der Hautporen wirksam verhindert. Eine Reizung der Haut wird praktisch ausgeschlossen.

## ■ Atemdurchlässigkeit und Tragekomfort:

mit latexfreien, elastischen Ohrschleifen und langem integriertem Nasenbügel. Innen- u. Außenlage plus Bakterienfilter ergeben in ihrer Kombination aus leichten und doch festen Materialien eine sehr hohe Atemdurchlässigkeit. Für höchste Ansprüche in der Chirurgie an Tragekomfort und Hautfreundlichkeit.

Ein glasfaserfreier Bakterienfilter mit einer Bakterienfiltereffizienz (BFE) höher als 99% (nach Nelson Messverfahren) gewährleistet einen überdurchschnittlich hohen Schutz.

## ■ Anforderungsprofil:

entspricht den Anforderungen des deutschen und österreichischen Medizinprodukte-Gesetzes (MPG), der EU-Richtlinie des Rates 93/42 EWG Medizinprodukte, den nationalen Gesetzen der anderen EU-Mitgliedsstaaten auf Basis der Richtlinie, EN 14683: 2005 (Anforderungen und Prüfverfahren)

Art.Nr.		Farbe	VE(Box)	Karton
77800	mit Ohrschlaufen	grün	50 Stück	10 Boxen

