

Senso Protect® Plus Plus Comfort



- OP-Gesichtsmaske zum Binden, unsteril
- Für höchste Ansprüche in der Chirurgie an Tragekomfort und Hautfreundlichkeit



integrierter langer Nasenbügel
sehr hohe Durchatemfähigkeit
BFE > 99% in vivo bei 1,0µm Partikelgröße

3-lagig, fusselfrei
grün und blau
zum Binden



Meditrade Medicare Medizinprodukte GmbH & Co KG
A-6330 Kufstein • Oberer Stadtplatz 6
Tel.: +43 (0) 53 72 / 61 444 • Fax +43 (0) 53 72 / 61 444 -4
info@meditrade.at • www.meditrade.at



Senso Protect[®] Plus Plus Comfort

■ Fusselfreiheit und Hautfreundlichkeit:

3-lagig, fusselfrei, in grün und blau, zum Binden mit integriertem langen Nasenbügel. Die Innenlage von Senso Protect Plus Comfort besteht aus fusselfreiem Material, welches nicht nur ein freies Atmen sondern auch das Verstopfen der Hautporen wirksam verhindert. Eine Reizung der Haut wird praktisch ausgeschlossen.

■ Atemdurchlässigkeit und Tragekomfort:

Zum Binden. Innen- und Außenlage plus Bakterienfilter ergeben in ihrer Kombination aus leichten und doch festen Materialien eine sehr hohe Atemdurchlässigkeit. Für höchste Ansprüche in der Chirurgie an Tragekomfort und Hautfreundlichkeit. Ein glasfaserfreier Bakterienfilter mit einer Bakterienfiltereffizienz (BFE) höher als 99% (nach Nelson Messverfahren) gewährleistet einen überdurchschnittlich hohen Schutz.

■ Anforderungsprofil:

entspricht den Anforderungen des deutschen und österreichischen Medizinprodukte-Gesetzes (MPG), der EU-Richtlinie des Rates 93/42 EWG Medizinprodukte, den nationalen Gesetzen der anderen EU-Mitgliedsstaaten auf Basis der Richtlinie, EN 14683: 2005 (Anforderungen und Prüfverfahren)

Art.Nr.		Farbe	VE(Box)	Karton
77410b	53 cm	blau	50 Stück	10 Boxen
77410g	53 cm	grün	50 Stück	10 Boxen

